



VIDE MÉDICAL
pour les hôpitaux et les
établissements de santé

Systèmes intégrés en usine Busch - Caractéristiques et avantages

- Disponible avec les pompes Busch des séries MINK MM ou R5.
- Connexion en un seul point pour l'alimentation électrique et l'admission.
- Interface conviviale à écran tactile avec fonction de test d'alarmes.
- Connectivités Ethernet et BACnet disponibles.
- Graphiques de tendance des paramètres opérationnels et enregistrement complet des données.
- Véritable conception contre défaillance unique en mode automatique et manuel.
- Sectionneurs principaux et moteurs en façade avec interverrouillage de porte.
- Véritables commutateurs physiques de sélection M-0-A.
- Conçu en pensant aux entrepreneurs pour minimiser les coûts d'installation.
- Compact et entièrement personnalisable pour s'adapter aux restrictions spécifiques du site.
- Conformité réglementaire totale.
- Système entièrement assemblé et testé en usine par le fabricant des pompes à vide dans des installations certifiées ISO 9001.

Pompes à vide à palettes lubrifiées de la série R5

- Capacité de vide plus poussé pour s'adapter aux installations en haute altitude.
- Conception simple et robuste.
- Faibles niveaux de bruit et de vibrations.

Pompes à vide sèche à becs de la série MINK MM

- Fonctionnement à haut rendement permettant des économies d'énergie.
- Faibles coûts d'entretien grâce à un fonctionnement sans contact et sans huile.
- Conception compacte.
- Compatible avec le fonctionnement à vitesse variable (VFD)
- Disponible en version oxygène pour SEGA.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Air Liquide Santé travaille exclusivement avec Busch Vacuum Technics, le plus important fournisseur de pompes et systèmes à vide médicaux au Canada. Au fil des ans, le partenariat unique et étroit entre Busch et Air Liquide a permis d'établir les systèmes d'air et de vide médicaux Busch comme la norme de l'industrie, et ce, grâce à un processus d'amélioration continue et au développement de fonctionnalités visant à améliorer la fiabilité à long terme des systèmes médicaux de vide et d'air.

Systèmes d'évacuation des gaz anesthésiques

La MINK MM en spécification oxygène est une pompe à vide spécialement conçue pour le pompage de gaz ou de mélanges gazeux contenant plus de 21 % d'oxygène, garantissant ainsi une fiabilité et une sécurité maximales.

Ces pompes à vide fonctionnent sans contact : aucune huile ou eau n'est nécessaire pour le fonctionnement.



Busch Solutions de Vide est l'un des plus grands fabricants de pompes à vide, de soufflantes et de compresseurs au monde. Notre gamme de produits comprend des solutions pour la technologie du vide et de la surpression dans tous les secteurs industriels. L'effectif de Busch, qui compte plus de 3 800 employés dans le monde, comprend plusieurs ingénieurs chimiques et mécaniques ainsi que des spécialistes du service. Fondée en 1985 par M. Paul W. Wieser, Busch Canada compte plus de 35 ans d'expérience au Canada. Avec plus de 1 250 systèmes médicaux conçus au Canada, Busch Canada peut témoigner de son expertise et de son savoir-faire pour soutenir ses clients dans le domaine médical.

Busch rend l'industrie de la santé et les hôpitaux fiables et sûrs pour les patients - avec des solutions de vide et d'alimentation en air sur mesure.

Air Liquide Santé est l'un des principaux fournisseurs de gaz médicaux, de produits pour soins respiratoires et de systèmes centraux de gaz médicaux au Canada. Air Liquide Santé est la filiale canadienne d'Air Liquide, un leader mondial des gaz, des technologies et des services pour l'industrie de la santé. Depuis plus de 100 ans, Air Liquide travaille avec des centaines d'hôpitaux, de laboratoires et d'autres professionnels canadiens de la santé afin de fournir des gaz médicaux, des produits et services connexes, tout en défiant continuellement l'industrie avec des technologies innovantes.

Air Liquide travaille avec les professionnels et les institutions médicales afin de protéger les vies vulnérables en fournissant des produits et technologies de santé innovants, des services dédiés ainsi qu'un soutien clinique.

Besoin de soutien ?

+ 1 888 629-0202 | www.airliquidehealthcare.ca

Notre équipe qualifiée de représentants commerciaux sera à l'écoute de vos besoins et répondra à vos questions, pour vous aider à identifier le bon équipement et les bons services pour votre établissement.

